


User manual for the knee pain simulator



User manual for the knee pain simulator

Components



User manual for the knee pain simulator

Positioning and fitting

Make sure that the arrow on the inside of the knee wrap points upwards. Position the knee wrap with the stimulus elements so that the kneecap lies inside the round opening and the stimulus elements are arranged around the kneecap.

Close the knee wrap with the hook and loop fasteners without pulling them too tight. Guide the closure straps around the knee wrap, pull them through the corresponding eyelets and fasten the closure straps to themselves.

If desired, repeat the procedure with the second knee wrap.

Adjusting the intensity

You can adjust the tension of the knee bandages, and thus also the intensity of the simulation, using the closure straps. Tightening the closure straps increases the intensity of the simulation. A loose fitting reduces the intensity.

Cleaning

The knee pain simulator is washable by hand using lukewarm water and mild detergent. Allow to air dry.

Contact

Global Technologies

10388 W. State Road 84, Suite 111,
Davie, Florida USA 33324-4252

Toll-Free: 1-888-437-3900

Intern.: +001-954-746-4270

Fax: 1-954-252-2181

sales@GTsimulators.com

www.GTsimulators.com

General safety information

The simulation of impairments that are aged-related, illness-related or disability-related inevitably involves risks, for instance a higher accident risk.

Impairments should therefore always be simulated with particular caution.

Our products must not be used

- on people with pre-existing impairments due, for instance, to age, illness or disability
- on high-risk individuals, such as pregnant women, epileptics, people with neurological or mental illnesses, people at risk of having a stroke and people with a heart condition
- on people with acute illnesses, such as infections and skin disorders

Increased caution is required when dealing with children and adolescents, as well as people with cognitive impairments or behavioural problems.

Our products may only be used in a safe environment under the supervision of a competent person.

The supervisor is responsible for the product's use. He must ensure that all the aforementioned points are being adhered.


In addition to this general safety information, it is important to comply with the safety information in the relevant user manuals.

Instrucciones del simulador de dolor de rodilla



Instrucciones del simulador de dolor de rodilla

Componentes



Instrucciones del simulador de dolor de rodilla

Posicionar y montar

Asegúrese de que la flecha situada en el interior de la rodillera esté mirando hacia arriba. Coloque la rodillera con los elementos de estímulo de modo que la rótula quede dentro de la abertura redonda y los elementos de estímulo estén dispuestos alrededor de la rótula.

Cierre la rodillera con los cierres de velcro sin apretarlas demasiado. Pase las cintas de cierre alrededor de la rodillera, tire de ellas a través de los ojales correspondientes y coloque las cintas de cierre en su lugar.

Repita el proceso si lo desea con la segunda rodillera.

Regular la intensidad

Con las cintas de cierre puede regular la tensión de las rodilleras y, por lo tanto, la intensidad de la simulación. Ajustando las cintas de cierre se aumenta la intensidad de la simulación. Desajustándolas se reduce la intensidad.

Limpieza

El simulador de dolor de rodilla se puede lavar a mano con agua tibia y un detergente suave. Déjela secar al aire.

Contacto

Global Technologies

10388 W. State Road 84, Suite 111,
Davie, Florida USA 33324-4252

Toll-Free: 1-888-437-3900

Intern.: +001-954-746-4270

Fax: 1-954-252-2181

sales@GTsimulators.com

www.GTsimulators.com

Advertencias generales de seguridad

La simulación de limitaciones debidas a la edad, enfermedad o discapacidad, también conlleva inevitablemente riesgos, tales como un mayor riesgo de accidentes.

La simulación de limitaciones debe realizarse, por lo tanto, siempre con especial precaución.

Nuestros productos no se pueden usar en personas

- con restricciones pre-existentes, por ejemplo, debido a la edad, enfermedad o discapacidad
- con mayor riesgo, como las mujeres embarazadas, epilépticos, personas que padecen enfermedades neurológicas o mentales, personas con riesgo de accidentes cerebrovasculares o enfermedades cardíacas
- con enfermedades agudas, como infecciones y enfermedades de la piel

Se requiere mucha atención en los niños y adolescentes, así como en personas con discapacidades cognitivas o problemas de conducta.

Nuestros productos solo se pueden aplicar en un entorno seguro y con la supervisión de una persona competente.

El supervisor es el responsable de la aplicación. Este debe garantizar que los puntos anteriores se cumplen.

Además de seguir estas advertencias generales de seguridad, se deben seguir también las advertencias de seguridad que se encuentran en las instrucciones correspondientes.